

**PRODUCTO SUMINISTRADO**

**Descripción:** MASC.HIGIENICA AZUL 3 CAPAS PP(40x(5x10uds):2000uds)  
**Código:** MSPPRE000014

Características	
Ancho	95 mm
Largo	175 mm
Color	Azul.
Nº Capas	3
Material	Tejido sin tejer
Packing	
Cantidad por caja	2000
Cantidad por bolsa	10
Bolsas por cajetín	5
Cajetines por caja	40
Medidas caja	51x43x32 cm
Código EAN	8435598427335



**Observaciones:**

- Conforme EN149 2001+A1 2009, eficacia de filtración bacteriana superior al 95%.
- Ventajas de mascarillas desechables: 3 capas de filtración, sin olor, materiales antialérgicos, buena transpirabilidad.
- La mascarilla sanitaria previene eficazmente la inhalación de polvo, polen, cabello, gripe, gérmenes, etc. Adecuado para la limpieza diaria, personas alérgicas, personal de servicio (dental, enfermería, catering, clínica de belleza, uñas, mascotas, etc.), así como pacientes que necesitan protección respiratoria.
- No desprende partículas y es resistente a la humedad del flujo del aire respiratorio. Exenta de látex, fibra de vidrio y de sustancias tóxicas o irritantes
- Sistema de sujeción con cintas elásticas y resistentes.
- Almacenar a temperatura ambiente Evite temperatura y humedad excesiva



Pol. Ind. "El Colomer"  
C/Castilla León, s/nº (Apdo.389).  
12200 ONDA (Castellón)  
Tfno. 964.772236 •Fax  
964.603026  
comercial@tecnopacking.com

**FICHA TÉCNICA DE  
PRODUCTO**  
F-741/F0

Instrucciones de uso:

Para ponerse la mascarilla

- Lo primero es lavarse las manos con agua y jabón o gel desinfectante, siguiendo los pasos que marcan las autoridades sanitarias.
- Partimos de la base de que la mascarilla está bien, pero habría que revisarla previamente para comprobar que no tiene rasgaduras o agujeros. Para ello, se sujeta por las gomas y se revisa a contraluz. Hecho esto, ya podríamos colocarla.
- Importante: hay que asegurarse de que nos cubra bien, y ajustar la parte superior a la forma de nuestra nariz.

Para quitarse la mascarilla

- Para quitarla hay que ir a los lados y no al centro. Para ello hay que sujetarla de nuevo por las gomas laterales y sacarla hacia delante asegurándose de que se mantiene alejada en todo momento de la ropa y de la cara por si hubiese alguna zona contaminada.
- El último paso es tirarla a la basura y lavarse las manos.

TECNOPACKING S.L.  
Fecha: 12/05/2020

*l*

Dpto. Calidad.